

## Testeur d'antigel – Éthylène glycol

Indicateur à lecture facile conçu pour les antigels modernes à l'éthylène glycol. Convient également à un antigel OAT.

Le nombre de disques qui flottent indique le niveau de protection du liquide de refroidissement contre le gel. Teste le liquide de refroidissement tant à chaud qu'à froid.

Lecture en Celsius et Fahrenheit. Le disque orange flottant indique une protection excessive et une perte d'efficacité du liquide de refroidissement.

Un mélange 50/50 d'antigel et d'eau assure une protection totale du liquide de refroidissement et convient à la plupart des climats.



### Additional Information

- Indicateur à lecture facile conçu pour les antigels modernes courants à l'éthylène glycol. Convient à un antigel OAT (technologie des acides organiques).
- Le nombre de disques qui flottent mesure le niveau de protection du liquide de refroidissement
- Teste aux températures chaudes et froides.
- Lecture en Celsius et Fahrenheit.
- Le disque orange flottant indique une protection excessive et une perte d'efficacité. Poire de couleur noire, 6 disques. Pour un antigel au propylène glycol, utiliser le N° de référence 4292.

<http://lasertools.co.uk/product/4293>

